



BVI

Mini-lames et manches — Modèles proposés

Des solutions innovantes pour les opérations chirurgicales spécialisées

Depuis plus de 75 ans, BVI est le leader du secteur, capable de répondre aux besoins des chirurgiens pour un large éventail de procédures chirurgicales. Chaque lame est identifiée facilement par un code couleur.

Mini-lames Beaver sans meulage*		Référence
Description		
Sans meulage, pointe arrondie, tranchant sur un côté, verte, 20/boîte		Beaver6400
Sans meulage, lamellaire, angle de 60°, surface inférieure émoussée, contour tranchant, biseau vers le haut, noire, 3/boîte		Beaver6600
Sans meulage, lamellaire, droite, surface inférieure émoussée, contour tranchant, noire, 20/boîte		Beaver6610
Sans meulage, alternative plus petite à la lame générique n°15, orange, 20/boîte		Beaver6700
Sans meulage, droite, contour tranchant, surface d'incision à 180°, lame double biseau, bleue, 20/boîte		Beaver6900
Sans meulage, lame pour fente palatine, angle de 60°, contour tranchant, surface d'incision à 180°, lame double biseau, bleue, 6/boîte.		Beaver6910

* Brevet D636082. Autres demandes de brevets US et internationaux en cours de traitement.

Beaver®
Knives and Blades

bvimedical.com

Guide des mini-lames Beaver®

Les mini-lames Beaver® peuvent être utilisées avec les manches Beaver. Aucun collet n'est nécessaire.

Manches Beaver®		Référence
Description		
Rond, moleté, en acier inoxydable, 13 cm L x 0,5 cm P		371350
Rond, moleté, en acier inoxydable, 13 cm L x 0,66 cm P		371360
Arrondi, 21 cm L x 0,4 cm P, sans collet de serrage		371395
Rond, moleté, en acier inoxydable, 10 cm L x 0,5 cm P		374310
Rond, moleté, en acier inoxydable, 5 cm L x 0,5 cm P		374311
Rond, moleté, en acier inoxydable, 15,5 cm L x 0		374320
Hexagonal, moleté, en acier inoxydable, 10 cm L x 0,5 cm P		374330
Hexagonal, moleté, en acier inoxydable, 15,5 cm L x 0,5 cm P		374340

Conditionnement des mini-lames



VEUILLEZ CONSULTER LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION BVI SPÉCIFIQUES POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS DU PRODUIT